

# Bio DL 2000

BSA21S1 约50次 询价

- 浓度 50 ng/ $\mu$ l
- 包装量 250 $\mu$ l (约50次)
- 保存温度 4 $^{\circ}$ C (长期保存请置于-20 $^{\circ}$ C)

## □ 产品说明

Bio DL 2000 为已含有 1 $\times$  Loading Buffer的DNA溶液，可取5 $\mu$ l直接电泳，使用十分方便。Bio DL 2000由DNA片段 100bp、250bp、500bp、750bp、1000bp以及2000bp组成，每次取5 $\mu$ l电泳时，每条带的DNA量约为50ng，750bp为100ng。

