

Bio Marker IV

BSA27S1 约50次 询价

- 浓度 50 ng/ μ l
- 包装量 250 μ l (约50次)
- 保存温度 4 $^{\circ}$ C (长期保存请置于 -20 $^{\circ}$ C)

□ 产品说明

Bio Marker IV 为已含有 1 \times Loading Buffer的DNA溶液，可取 5 μ l直接电泳，使用十分方便。Bio Marker IV由DNA片段 200bp、400bp、700bp、1000bp、1500bp以及2000bp组成，每次取 5 μ l电泳时，每条带的DNA量约为 50ng，1000bp 为 100ng。

