

Bio Marker I

BSA24S1 约50次 询价

- 浓度 50 ng/ μ l
- 包装量 250 μ l (约50次)
- 保存温度 4 $^{\circ}$ C (长期保存请置于 -20 $^{\circ}$ C)

□ 产品说明

Bio Marker I 为已含有 1 \times Loading Buffer的DNA溶液，可取直接电泳，使用十分方便。Bio Marker I 由DNA片段 100 bp、200 bp、300bp、400bp、500bp以及600bp组成，每次取5 μ l电泳时，每条带的DNA量约为50ng，400bp为100ng。

