

# Bio Marker V

BSA28S1 约50次 询价

- 浓度 50 ng/ $\mu$ l
- 包装量 250 $\mu$ l (约50次)
- 保存温度 4 $^{\circ}$ C (长期保存请置于 -20 $^{\circ}$ C)

## □ 产品说明

Bio Marker V 为已含有 1 $\times$  Loading Buffer的DNA溶液，可取 5 $\mu$ l 直接电泳，使用十分方便。Bio Marker V 由 DNA 片段 300bp、500bp、1000bp、1500bp、2000bp 以及 2500bp 组成，每次取 5 $\mu$ l 电泳时，每条带的 DNA 量约为 50ng，1500bp 为 100ng。

